


PLACOM[®]

Plaque électrochirurgicale ronde



- Universelle Adulte / Enfant
- Extra souple
- Sécurité Maximale

chirurgie




comepa
solutions

Plaque ronde Universelle

L'innovation d'un fabricant

- Grâce au support tissé imperméabilisé, **flexible** et extra-fin, la plaque épouse parfaitement l'épiderme.
- La **finesse** de la partie conductrice améliore encore la conformabilité de la plaque.
- La forme arrondie **facilite la pose** de la plaque sur le patient et permet différentes orientations.



- Surface conductrice optimisée pour une excellente dispersion du courant afin d'obtenir une très faible augmentation de température ($\leq 3^{\circ}\text{C}$)

- Taille pour adulte et enfant (dès 7 kg)
- Etiquette de traçabilité pour un suivi sécurisé
- Compatible avec les principaux générateurs HF
- La plaque est hypoallergénique et ne contient pas de latex



Caractéristiques techniques :

- Surface adhésive : 167 cm²
- Surface conductrice : 107,5 cm²
- Impédance maximum : $\leq 3 \Omega$ (selon norme AAMI)
- élévation de température maximale : 3°C
- Conservation : 24 mois

Références	Qté / sachet	Qté / Boîte
MF 3.05.5000	1	100
MF 3.05.5005	5	150

Câbles de raccordement - Longueur : 4 m



REM Valleylab
MI 3.05.VALD.40



Jack 6,35 standard
MI 3.05.BLEU.40



Jack 6,35 Erbe
MI 3.05.BLRB.40

comepa
solutions

88, avenue du Général de Gaulle - 93541 Bagnolet Cedex
Tel. : +33 (0)1 42 43 50 50 - Fax : +33 (0)1 42 43 64 44
E-mail : info@comepa.com - www.comepa.com