

WISAP®

PRODUKTKATALOG

Neue Trokarfamilie, leicht und robust

PRODUCT CATALOGUE

New trocar family, lightweight but strong



ultra
light-
weight

Qualitätsprodukte aus Deutschland / Quality made in Germany

TROKARE TROCARS

MERHWEG-TROKARE MIT SILIKONVENTIL MULTI-USE TROCARS WITH SILICONE VALVE

DURCHMESSER
DIAMETER
Ø 5 / 10 / 15
mm

Silikonventil aus
herkömmlicher Fertigung
Silicone valve from
existing production

Der Trokar-Deckel ist aus FDA zugelassenem Kunststoff hergestellt, robust und leicht zugleich.
The trocar lid is made from FDA approved plastic, robust and lightweight.

Silikonventil mit spezieller Slip-Beschichtung für reibungslosen Durchgang.
Silicone valve with special slip coating for easy bypass.

Trocarkörper aus medizinischem Edelstahl mit und ohne LL- Anschluss für schnellen Insufflationsanschluss.

Trocar body made from medical grade steel with and without stopcock with LL-connection for easy connection to the insufflation port.

Rohr aus FDA zugelassenem Kunststoff. Robust und leicht zugleich, mit und ohne Gewinde.

Sleeve made from FDA approved plastic, robust and lightweight, with or without sleeve thread.

Neue Trokar Generation

- Ergonomischer Griff
- Unkomplizierte, sichere Handhabung
- Wiederverwendbar, autoklavierbar
- Gefertigt aus hochwertigem, medizinisch einwandfreiem Edelstahl und Kunststoff

New trocar generation

- Ergonomic design
- Easy, safe handling
- Reusable, autoclavable
- Made of high quality, medical grade stainless steel and plastic




LEICHTE HOCHWERTIGE MATERIALIEN
 LIGHTWEIGHT, HIGH QUALITY MATERIALS


TROKARE
 TROCARS



Rohr **glatt**
 Sleeve **polished**




Trokarkörper **ohne** Insufflationshahn
 Trocar body **without** insufflation port



Trokardorn, Spitze **kegelig**
 Thorn **conical tip**



Rohr **mit Gewinde**
 Sleeve **with thread**



Trokarkörper **mit** Insufflationshahn
 Trocar body **with** insufflation port



Trokardorn, Spitze **dreikantig**
 Thorn **triangular tip**

TROKARE TROCARS

MERHWEG-TROKARE MIT SILIKONVENTIL MULTI-USE TROCARS WITH SILICONE VALVE

BESTELLDATEN / ORDER DETAILS



SET NR.
SET NO.

SILIKONVENTILTROKAR **OHNE** INSUFFLATIONSHAHN
SILICONE VALVE TROCAR **WITHOUT** INSUFFLATION PORT

	Rohr glatt, PPSU Sleeve polished, PPSU	Rohr mit Gewinde, PPSU Sleeve with thread, PPSU	Ventilgehäuse ohne Hähnchen, V2A Body without insufflation port, V2A	Kreuzdichtung, Silikon* Slit valve, silicone*	Führungsteil, PPSU Guide rod, PPSU	Ringdichtung, Silikon* Ring valve, silicone*	Trokardorn, Spitze kegelig, V2A Thorn conical tip, V2A	Trokardorn, Spitze dreikantig, V2A Thorn triangular tip, V2A
	7605 RNP	7605 RGNP	7605 SV	7605 SD2	7605 SF	7605 DK3	7605 T1N	7605 T2N
7605 SD3N	●		●	●	●	●	●	
7605 SD4N	●		●	●	●	●		●
7605 SDG3N		●	●	●	●	●	●	
7605 SDG4N		●	●	●	●	●		●

SET NO.
SET NR.

SILIKONVENTILTROKAR **MIT** INSUFFLATIONSHAHN
SILICONE VALVE TROCAR **WITH** INSUFFLATION PORT

	Rohr glatt, PPSU Sleeve polished, PPSU	Rohr mit Gewinde, PPSU Sleeve with thread, PPSU	Ventilgehäuse mit Hähnchen, V2A Body with insufflation port, V2A	Kreuzdichtung, Silikon* Slit valve, silicone*	Führungsteil, PPSU Guide rod, PPSU	Ringdichtung, Silikon* Ring valve, silicone*	Trokardorn, Spitze kegelig, V2A Thorn conical tip, V2A	Trokardorn, Spitze dreikantig, V2A Thorn triangular tip, V2A
	7605 RNP	7605 RGNP	7605 SVH	7605 SD2	7605 SF	7605 DK3	7605 T1N	7605 T2N
7605 SDH3N	●		●	●	●	●	●	
7605 SDH4N	●		●	●	●	●		●
7605 SDHG3N		●	●	●	●	●	●	
7605 SDHG4N		●	●	●	●	●		●

* jeweils zwei Dichtungen pro Trokar-Set. Artikelnummer bezieht sich auf 10er Packung (siehe Zubehörteile).
* two sealings per trocar set. Reference number refers to pack of ten pieces (see accessories).

MERHWEG-TROKARE MIT SILIKONVENTIL

MULTI-USE TROCARS WITH SILICONE VALVE

TROKARE

TROCARS

BESTELLDATEN / ORDER DETAILS



SET NR.
SET NO.

SILIKONVENTILTROKAR **OHNE** INSUFFLATIONSHAHN
SILICONE VALVE TROCAR **WITHOUT** INSUFFLATION PORT

	Rohr glatt, PPSU Sleeve polished, PPSU	Rohr mit Gewinde, PPSU Sleeve with thread, PPSU	Ventilgehäuse ohne Hähnchen, V2A Body without insufflation port, V2A	Kreuzdichtung, Silikon* Slit valve, silicone*	Führungsteil, PPSU Guide rod, PPSU	Ringdichtung, Silikon* Ring valve, silicone*	Trokardorn, Spitze kegelig, V2A Thorn conical tip, V2A	Trokardorn, Spitze dreikantig, V2A Thorn triangular tip, V2A
	7610 RNP	7610 RGNP	7610 SV	7605 SD2	7610 SF	7620 DK1	7610 T1N	7610 T2N
7610 SD3N	●		●	●	●	●	●	
7610 SD4N	●		●	●	●	●		●
7610 SDG3N		●	●	●	●	●	●	
7610 SDG4N		●	●	●	●	●		●

SET NR.
SET NO.

SILIKONVENTILTROKAR **MIT** INSUFFLATIONSHAHN
SILICONE VALVE TROCAR **WITH** INSUFFLATION PORT

	Rohr glatt, PPSU Sleeve polished, PPSU	Rohr mit Gewinde, PPSU Sleeve with thread, PPSU	Ventilgehäuse mit Hähnchen, V2A Body with insufflation port, V2A	Kreuzdichtung, Silikon* Slit valve, silicone*	Führungsteil, PPSU Guide rod, PPSU	Ringdichtung, Silikon* Ring valve, silicone*	Trokardorn, Spitze kegelig, V2A Thorn conical tip, V2A	Trokardorn, Spitze dreikantig, V2A Thorn triangular tip, V2A
	7610 RNP	7610 RGNP	7610 SVH	7605 SD2	7610 SF	7620 DK1	7610 T1N	7610 T2N
7610 SDH3N	●		●	●	●	●	●	
7610 SDH4N	●		●	●	●	●		●
7610 SDHG3N		●	●	●	●	●	●	
7610 SDHG4N		●	●	●	●	●		●

* jeweils zwei Dichtungen pro Trokar-Set. Artikelnummer bezieht sich auf 10er Packung (siehe Zubehörteile).
* two sealings per trocar set. Reference number refers to pack of ten pieces (see accessories).

TROKARE TROCARS

MERHWEG-TROKARE MIT SILIKONVENTIL MULTI-USE TROCARS WITH SILICONE VALVE

BESTELLDATEN / ORDER DETAILS



SET NR.
SET NO.

SILIKONVENTILTROKAR **OHNE** INSUFFLATIONSHAHN
SILICONE VALVE TROCAR **WITHOUT** INSUFFLATION PORT

	Rohr glatt, PPSU Sleeve polished, PPSU	Rohr mit Gewinde, PPSU Sleeve with thread, PPSU	Ventilgehäuse ohne Hähnchen, V2A Body without insufflation port, V2A	Kreuzdichtung, Silikon * Slit valve, silicone *	Führungsteil, PPSU Guide rod, PPSU	Ringdichtung, Silikon * Ring valve, silicone *	Trokardorn, Spitze kegelig, V2A Thorn conical tip, V2A	Trokardorn, Spitze dreikantig, V2A Thorn triangular tip, V2A
	7615 RNP	7615 RGNP	7615 SV	7615 SD2	7615 SF	7676 DK3	7615 T1N	7615 T2N
7615 SD3N	●		●	●	●	●	●	
7615 SD4N	●		●	●	●	●		●
7615 SDG3N		●	●	●	●	●	●	
7615 SDG4N		●	●	●	●	●		●

SET NO.
SET NR.

SILIKONVENTILTROKAR **MIT** INSUFFLATIONSHAHN
SILICONE VALVE TROCAR **WITH** INSUFFLATION PORT

	Rohr glatt, PPSU Sleeve polished, PPSU	Rohr mit Gewinde, PPSU Sleeve with thread, PPSU	Ventilgehäuse mit Hähnchen, V2A Body with insufflation port, V2A	Kreuzdichtung, Silikon * Slit valve, silicone *	Führungsteil, PPSU Guide rod, PPSU	Ringdichtung, Silikon * Ring valve, silicone *	Trokardorn, Spitze kegelig, V2A Thorn conical tip, V2A	Trokardorn, Spitze dreikantig, V2A Thorn triangular tip, V2A
	7615 RNP	7615 RGNP	7615 SVH	7615 SD2	7615 SF	7676 DK3	7615 T1N	7615 T2N
7615 SDH3N	●		●	●	●	●	●	
7615 SDH4N	●		●	●	●	●		●
7615 SDHG3N		●	●	●	●	●	●	
7615 SDHG4N		●	●	●	●	●		●

* jeweils zwei Dichtungen pro Trokar-Set. Artikelnummer bezieht sich auf 10er Packung (siehe Zubehörteile).
* two sealings per trocar set. Reference number refers to pack of ten pieces (see accessories).

BESTELLDATEN / ORDER DETAILS



Artikel-Nr Reference no.	RING-DICHTUNG, SILIKON RING SEAL, SILICONE	
	Stückzahl / Quantity	Ø Durchmesser / Ø Diameter
7605 DK3	10 Stück je Packung / 10 pieces per pack	5mm



Artikel-Nr Reference no.	RING-DICHTUNG, SILIKON RING SEAL, SILICONE	
	Stückzahl / Quantity	Ø Durchmesser / Ø Diameter
7620 DK1	10 Stück je Packung / 10 pieces per pack	10mm



Artikel-Nr Reference no.	RING-DICHTUNG, SILIKON RING SEAL, SILICONE	
	Stückzahl / Quantity	Ø Durchmesser / Ø Diameter
7676 DK3	10 Stück je Packung / 10 pieces per pack	15mm



Artikel-Nr Reference no.	KREUZVENTIL, SILIKON CROSS VALVE, SILICONE	
	Stückzahl / Quantity	Ø Durchmesser / Ø Diameter
7605 SD2	10 Stück je Packung / 10 pieces per pack	5-10mm



Artikel-Nr Reference no.	KREUZVENTIL, SILIKON CROSS VALVE, SILICONE	
	Stückzahl / Quantity	Ø Durchmesser / Ø Diameter
7615 SD2	10 Stück je Packung / 10 pieces per pack	15 mm



Artikel-Nr Reference no.	TROKAR SCHLÜSSEL FÜR 5MM TROKARE TROCAR WRENCH FOR 5 MM TROCARS	
	Stückzahl / Quantity	
7605 S	1	



Artikel-Nr Reference no.	TROKAR SCHLÜSSEL FÜR 10 MM TROKARE TROCAR WRENCH FOR 10 MM TROCARS	
	Stückzahl / Quantity	
7620 S	1	



Artikel-Nr Reference no.	TROKAR SCHLÜSSEL FÜR 15 MM TROKARE TROCAR WRENCH FOR 15 MM TROCARS	
	Stückzahl / Quantity	
7676 S3	1	

WISAP Medical Technology GmbH

Fichtenstraße 27

D - 85649 Brunnthal/Hofolding

Tel. +49(0)81 04/8908-10

Fax. +49(0)81 04/8908-90

www.wisap.de · info@wisap.de

WISAP

medical technology