



Ultrazvukový gel

- vysoká viskozita
- nedráždí pokožku
- nepůsobí agresivně na povrch sond
- neobsahuje:
 - ✘ formaldehyd
 - ✘ parfemující přísady
 - ✘ Barviva
 - ✘ UV-stabilizátory
 - ✘ mikrobubliny
- snadno smyvatelný
- obsah 5 kg
- trvanlivost 3 roky



Obsah balení:

- 5 kg gelu ve stlačitelném vaku
- aplikační láhev

nimotech

www.nimotech.cz | Tel.: +420 549 246 688

E-Mail: nimotech@nimotech.cz